

Pompki pipetowe

Pompka pipetowa Pipet Top - perfekcyjne dozowanie

- do szklanych i plastikowych pipet o objętości od 0,1 do 100 ml
- ergonomiczny wzór
- obsługa jedną ręką
- czuła regulacja i ruch menisku
- hydrofobowy filtr membranowy zabezpieczający przed dostaniem się cieczy do wnętrza pompki
- filtr i łączniki autoklawowalne

VITLAB


opis	nr kat.
Pipet Top	0203-00195
Akcesoria do Pipet Top	
adapter silikonowy	0203-00196
końcówka stożkowa	0203-00197
filtr membranowy 3 µm	0203-00198



-00196



-00197

Pompka pipetowa accu-jet®

- opróżnienie: grawitacyjne lub wymuszone ślinkiem
- dwa przyciski funkcyjne i specjalny system zaworów zapewniają łatwą obsługę oraz dowolną prędkość zasysania i opróżniania nawet przy pipetach o małej pojemności, do 2 ml
- waga: 210 g
- 8 godzinne pipetowanie ciągle bez konieczności doładowywania
- filtr membranowy 0,2 µm (przy konieczności zachowania tolerancji objętości klasy A, konieczne są filtry membranowe 3 µm)
- dla wszystkich pipet od 0,1 do 100 ml
- zabezpieczenie przed wnikaniem płynu poprzez zamontowany zawór zwrotny
- zamocowanie naciśnięcie
- temperatura pracy od 10 do 35 °C



BRAND



BRAND

Pompka pipetowa macro

- dla całego zakresu pipet od 0,1 do 100 ml
- ergonomiczna forma
- urządzenie można w całości sterylizować (121 °C)
- hydrofobowy filtr membranowy chroni system przed przenikającą cieczą
- obsługa jedną ręką; szeroki zakres zastosowania



Pompka macro - pompka do pipetowania macro

- senar z zapasowym filtrem membranowym, 3 µm

kolor	nr kat.
szary	0203-00199
niebieski	0203-00200
różowy	0203-00201
żółty	0203-00202
zielony	0203-00203
ciem noniełony	0203-00204

Akcesoria do pompki macro

adapter silikonowy	0203-00205
mieszek zasysający (silikon) z pierścieniem śrubowym (PP)	0203-00206
system zaworów (PP, PTFE, silikon)	0203-00207
filtr membranowy 3 µm (PP, PTFE), niesterylny (1 szt.)	0203-00208



opis	nr kat.
accu-jet® - uchwyt naciśnięty i 2 sztuki zapasowych filtrów membranowych (0,2 µm), z ładowarką 230 V / 50 Hz	0203-00209
Akcesoria do accu-jet®	
korpus adaptera	0203-00210
adapter silikonowy, z zaworem zwrotnym (PTFE)	0203-00211
uchwyt naciśnięty	0203-00212
taśma samoprzylepna 12 x 65 mm	0203-00213
filtr membranowy 0,2 µm, sterylny	0203-00214
filtr membranowy 0,2 µm, w torebce PE, niesterylny (10 szt.)	0203-00215
filtr membranowy 3 µm, niesterylny	0203-00216
filtr membranowy 3 µm, w torebce PE, niesterylny (10 szt.)	0203-00217
akumulator NiCd	0203-00218

Na zdjęciach został podany nr produktu lub pierwszy nr danej grupy produktów. Parametry fizykochemiczne ciekła, tworzyw sztucznych i metali znajdują się na końcu katalogu.