

Formaldehyd (36 - 38% roztok) stabil. Formaldehyde (solution 36 - 38%) stabil.CH₂O HCHO M_r 30,03
CAS: 50-00-01 l ~ 1,09 kg 900 ml
EINECS: 200-001-8**30251****p. a. / G. R.**Skladovat nad +8 °C !
Keep at temp.
above +8 °C !Obsah / Assay 36 - 38 %
d₄²⁰ 1,073 - 1,092
Volné kyseliny / Free acids (as HCOOH) max. 0,04 %
Síranový popel / Sulfated ash max. 0,002 %
Cl max. 0,0001 %
SO₄ max. 0,002 %
Těžké kovy / Heavy metals (Pb) max. 0,0004 %
Fe max. 0,0001 %
Stab. ~10 % methanolu / stab. ~10 % methyl alcohol**31055****čistý / pure**Skladovat nad +8 °C !
Keep at temp.
above +8 °C !Obsah / Assay 36 - 38 %
Síranový popel / Sulfated ash max. 0,01 %
Fe max. 0,001 %
Stab. ~10 % methanolu / stab. ~10 % methyl alcohol**30970****lékopisný / pharm.**Skladovat nad +8 °C !
Keep at temp.
above +8 °C !Formaldehydi solutio 35% ČL / Ph. Eur.
Stab. přidavkem methanolu 9-15 % / stab. addit. methyl alcohol 9-15 %R: 23/24/25-34-40-43 S: 1/2-26-36/37/39-45-51 RTECS: LP8925000
ADR/RID 3/III UN 1198 B. vzpl. ~ 56 °C*Formamid viz Amid kyseliny mravenčí - str. 12**Fosforečnan amonný primární viz Dihydrogenfosforečnan amonný - str. 28**Fosforečnan amonný sekundární viz Hydrogenfosforečnan diamonný - str. 53**Fosforečnan draselný primární viz Dihydrogenfosforečnan draselný - str. 28**Fosforečnan draselný sekundární viz Hydrogenfosforečnan didraselný - str. 53**Fosforečnan sodný primární dihydrát viz Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát - str. 29***Fosforečnan trisodný dodekahydrát tri-Sodium phosphate dodecahydrate**Na₃PO₄·12H₂O M_r 380,12
CAS: 10101-89-0EINECS: 231-509-8
100 g
250 g
500 g
1000 g**30256****p. a. / G. R.**Obsah / Assay min. 97 %
Volné alkálie / Free alkaline (as NaOH) dle zk.
Cl max. 0,005 %
SO₄ max. 0,005 %
Pb max. 0,005 %
Fe max. 0,005 %**30257****čistý / pure**Obsah / Assay ~ 95 %
Volné alkálie / Free alkaline (as NaOH) dle zk.

R: 36/38 S: 2-26-36/37/39-46 RTECS: TC9575000

Fosforan sodný monohdrát *Sodium hypophosphite monohydrate*

$\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ M_r 105,99
CAS: 10039-56-2

EINECS: 231-669-9

100 g
500 g
1000 g

30261

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99 %
Těžké kovy / Heavy metals (Pb) max. 0,001 %
Ca max. 0,02 %
Cl max. 0,02 %
Fe max. 0,001 %
 SO_4 max. 0,02 %

30262

čistý / pure

Obsah / Assay min. 98 %

S: 22-24/25 RTECS: WB5950000

D-Fruktosa [Levulosa] D-Fructose

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ $\text{OCH}_2(\text{CHOH})_3\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ M_r 180,16
CAS: 57-48-7

EINECS: 200-333-3

250 g
500 g
1000 g

30263

p. a. / G. R.

Popel / Ash max. 0,1 %
 $[\alpha]_D^{20}$ (c = 10 v H_2O) $-92^\circ \pm 2^\circ$
Volné kyseliny / Free acids (as HCl) max. 0,01 %

S: 22-24/25 RTECS: LS7000000

Fuchsin basický [Magenta] Fuchsin basic

$\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{ClN}_3$ M_r 337,85
CAS: 632-99-5

EINECS: 211-189-6

50 g
100 g

30265

indikátor / indicator

R: 40 S: 2-53-22-46

Gallan bismutitý zásaditý Bismuth(III) gallate basic

$\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_7\text{Bi}$ $(\text{OH})_3\text{C}_6\text{H}_2\text{COOBi}(\text{OH})_2$ M_r 412,11
CAS: 99-26-3

EINECS: 202-742-2

250 g
500 g
1000 g

30267

lékopisný / pharm.

Bismuthi subgallas ČL / Ph. Eur.

S: 22-24/25

4-O- α -D-Glukopyranosyl-D-glukosa viz D(+)-Maltosa - str. 98

D-Glukosa monohdrát D-Glucose monohydrate

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{CHOH})_4\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$ M_r 198,17
CAS: 5996-10-1

EINECS: 200-075-1

250 g
500 g
1000 g

30268

p. a. / G. R.

$[\alpha]_D^{20}$ (c = 10 v H_2O vysuš. látky) / on dried subst. $+52,5^\circ - +53,3^\circ$
Ztráta sušením / Loss on drying 7 - 9,5 %
Síranový popel / Sulfated ash max. 0,1 %
Těžké kovy / Heavy metals (Pb) max. 0,0005 %

D-Glukosa bezvodá *D-Glucose anhydrous*C₆H₁₂O₆ HOCH₂CH(CHOH)₄O M_r 180,16

CAS: 492-62-6

EINECS: 207-757-8

250 g

500 g

1000 g

30269

p. a. / G. R.[α]_D²⁰ (c = 10 v H₂O + stopy / traces NH₄OH) +53,0° ± 0,5°

Síranový popel / Sulfated ash max. 0,1 %

Těžké kovy / Heavy metals (Pb) max. 0,0005 %

Glycerin 85% *Glycerol 85%*C₃H₈O₃ HOCH₂CH(OH)CH₂OH M_r 92,10

CAS: 56-81-5

1 l ~ 1,22 kg

EINECS: 200-289-5

1000 g

30271

lékopisný / pharm.

Glycerolum 85% ČL / Ph. Eur.

Obsah / Assay 83,5 - 88,5 %

RTECS: MA8050000

Glycerin bezvodý *Glycerol anhydrous*C₃H₈O₃ HOCH₂CH(OH)CH₂OH M_r 92,10

CAS: 56-81-5

1 l ~ 1,26 kg

EINECS: 200-289-5

900 ml

30270

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99 %

Síranový popel / Sulfated ash max. 0,01 %

Cl max. 0,0005 %

Těžké kovy / Heavy metals (Pb) max. 0,0001 %

30272

lékopisný / pharm.

Glycerolum ČL / Ph. Eur.

Obsah / Assay 98 - 101 %

RTECS: MA8050000

Glycin [Glykokol; Kyselina aminooctová] *Glycine*C₂H₅NO₂ NH₂CH₂COOH M_r 75,07

CAS: 56-40-6

EINECS: 200-272-2

100 g

250 g

500 g

30273

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99 %

Síranový popel / Sulfated ash max. 0,1 %

30274

čistý / pure

Obsah / Assay min. 98,5 %

Síranový popel / Sulfated ash max. 0,1 %

S: 22-24/25 RTECS: MB7600000

*Glykokol viz Glycin - str. 48**Glykol viz Ethylenglykol - str. 41**Heptamolybdenan hexaamonný tetrahydrát viz Molybdenan amonný tetrahydrát - str. 102*

n-Heptan Heptane

C₇H₁₆ CH₃(CH₂)₅CH₃ M_r 100,21
CAS: 142-82-5

1 l ~ 0,68 kg
EINECS: 205-563-8

900 ml

30275

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99 %
H₂O (K.F.) max. 0,01 %
Netěkavé látky / Non-volatile subst. max. 0,001 %
Volné kyseliny / Free acids (as CH₃COOH) max. 0,0005 %

30276

čistý / pure

Obsah / Assay min. 95 %

30277

pro UV spektroskopii / for UV spectroscopy

31022

pro HPLC 99,5% / for HPLC 99,5%

2500 ml

Obsah / Assay min. 99,5 %
Voda / Water max. 0,01 %
Kyselost / Acidity (mEq./g) max. 0,0005
Odparek / Evaporation residue max. 0,0005 %
UV propustnost / UV Transmis. Levels
Vlnová délka / Wavelength (nm) Propustnost / Trans. (min %)

210	60
220	80
230	95
240	98
250	99

31023

pro HPLC 99% / for HPLC 99%

Obsah / Assay min. 99,0 %
Voda / Water max. 0,01 %
Kyselost / Acidity (mEq./g) max. 0,0005
Odparek / Evaporation residue max. 0,0005 %
UV propustnost / UV Transmis. Levels
Vlnová délka / Wavelength (nm) Propustnost / Trans. (min %)


210	60
220	80
230	95
240	98
250	99

31024

pro HPLC 95% / for HPLC 95%

Obsah / Assay min. 95,0 %
Voda / Water max. 0,01 %
Kyselost / Acidity (mEq./g) max. 0,0005
Odparek / Evaporation residue max. 0,0005 %
UV propustnost / UV Transmis. Levels
Vlnová délka / Wavelength (nm) Propustnost / Trans. (min %)

210	60
220	80
230	95
240	98
250	99



R: 11-38-50/53-65-67 S: 2-9-16-29-33-60-61-62 RTECS: MI7700000
ADR/RID 3/II UN 1206 B. vzpl. -4 °C

Hexadecyl(trimethyl)amonium-bromid viz Cetyl(trimethyl)amonium-bromid - str. 21

Hexakynoželezitan tridraselný [Ferrikyanid draselný] Potassium hexacyanoferrate(III)

$K_3[Fe(CN)_6]$ M_r 329,26
CAS: 13746-66-2

EINECS: 237-323-3

500 g
1000 g

30280

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99 %
Látky nerozpustné v H_2O / Subst. insoluble in H_2O ... max. 0,01 %
Cl max. 0,02 %
 SO_4 max. 0,01 %
 $[Fe(CN)_6]^{4-}$ max. 0,05 %

30281

čistý / pure

Obsah / Assay min. 98 %

R: 32 S: 2-22-24/25-46 RTECS: LI8225000

Hexakynoželezitan tetradraselný trihydrát [Ferrokyanid draselný trihydrát]**Potassium hexacyanoferrate(II) Trihydrate**

$K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ M_r 422,41
CAS: 14459-95-1

EINECS: 237-722-2

500 g
1000 g

30282

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99,5 %
Cl max. 0,005 %
 SO_4 max. 0,005 %

30283

čistý / pure

Obsah / Assay min. 99 %
Cl max. 0,05 %
 SO_4 max. 0,05 %

R: 32 S: 2-22-24/25-46

Hexametafosforečnan sodný Sodium hexametaphosphate

CAS: 68915-31-1

EINECS: 272-808-3

500 g
1000 g

30284

čistý / pureObsah / Assay 65 - 70 % P_2O_5

S: 22-24/25 RTECS: OY3675000

Hexamethylentetramin [Urotropin] Hexamethylenetetramine

$C_6H_{12}N_4$ (CH_2) $_6N_4$ M_r 140,19
CAS: 100-97-0

EINECS: 202-905-8

100 g
250 g
500 g

30285

p. a. / G. R.

Obsah / Assay min. 99,5 %
pH (10% v H_2O) 8,5 - 9,5
Cl max. 0,005 %
 SO_4 max. 0,005 %
 NH_4 max. 0,01 %
Popel / Ash max. 0,05 %

30286

čistý / pure

Obsah / Assay min. 98 %

R: 11-42/43 S: 2-16-22-24-37-46 RTECS: MN4725000
ADR/RID 4.1/III UN 1328 B. vzpl. 250 °C